



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Destillierbrücke nach Claisen, mit Liebig-
Kühler, Kerne NS 29/32, Kühlwasseranschluss
Olive, Länge 250 mm, Kühlfläche 130 cm²**

**105,80 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Destillierbrücken mit Liebig-Kühler (gerader Abgang) und Aufsatz nach Claisen, Kühlwasseranschluss mit Olive, mit zwei Schlifffhülsen NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.
Hergestellt aus DURAN®- Rohr.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|--------------------|
| Art.-Nr. | LZ-0981 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2981 |
| EAN | 4058072307219 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge | 250 mm |
| Kühler Eigenschaften | mit Normschliff |
| Material | Borosilikatglas |
| Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum | Olive |
| Normschliff Hülse | 14/23 |
| Normschliff Kern | 29/32 |
| Typ Kühler | Liebigkühler |

