



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Destilliervorlage nach Anschütz-Thiele,
gerade, mit Temperiermantel, Kolbeninhalt 50
ml, Hülse/Kern NS 29/32, Absaugstutzen GL 18,
mit massivem Glas-Küken**

**643,77 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Zwischenvorlage mit geradem Vorstoß, mit Temperiermantel, graduiert, mit Hülse und Kern NS 29/32. Absaugstutzen mit Gewinde GL 18, NS-Hahn mit massivem Glas-Küken.
Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1274
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3277
EAN	4058072310134
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	50 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	Olive
Anzahl Kolben	1
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

