



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Destilliervorlage nach Anschütz-Thiele,  
gerade, Kolbeninhalt 25 ml, Hülse/Kern NS  
14/23, Absaugstutzen GL 18, mit massivem Glas-  
Küken**

**239,93 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

**Destilliervorlagen** nach Anschütz-Thiele; gerader Vorstoß; graduiert.

Mit NS-Hülse und NS-Kern, Absaugstutzen mit Gewinde GL 18, NS-Hahn mit massivem Glas-Küken.

Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1262
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3265
EAN	4058072310011
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	25 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 18
Anzahl Kolben	1
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23

