



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destilliervorlage nach Anschütz-Thiele, gerade, Kolbeninhalt 100 ml, Hülse/Kern NS 29/32, Absaugstutzen GL 18, mit PTFE-Küken

280,91 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Destilliervorlagen nach Anschütz-Thiele; gerader Vorstoß; graduiert.

Mit NS-Hülse und NS-Kern, Absaugstutzen mit Gewinde GL 18, NS-Hahn mit PTFE-Küken.

Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1267
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3270
EAN	4058072310066
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 18
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

