



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destilliervorlage nach Bernauer, mit 3 Kolben 50 ml, Hülse oben NS 14/23

112,35 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Destilliervorlagen nach Bernauer (modifiziert) mit drei Kernen NS 14/23 und 3 Kolben.
Absaugstutzen mit Olive. Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1256
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3259
EAN	4058072309954
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	50 ml
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhalse	3
Anzahl Kolben	3
Normschliff Hülse	14/23
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg
Normschliff für Seitenhalse Kern	14/23

