



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destilliervorlage nach Bernauer, mit 3 Kolben 100 ml, Hülse oben NS 29/32

**111,49 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Destilliervorlagen** nach Bernauer (modifiziert) mit drei Kernen NS 14/23 und 3 Kolben.  
Absaugstutzen mit Olive. Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1258
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3261
EAN	4058072309978
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhalse	3
Anzahl Kolben	3
Normschliff Hülse	29/32
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg
Normschliff für Seitenhalse Kern	14/23

