



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destilliervorlage nach Bernauer, Hülse oben NS 19/26, unten mit 3 Kernen NS 14/23

81,28 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Destilliervorlagen nach Bernauer (modifiziert) mit drei Kernen NS 14/23; ohne Kolben.
Absaugstutzen mit Olive. Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | LZ-1260 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-3263 |
| EAN | 4058072309992 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Kühler Eigenschaften | mit Normschliff |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl Seitenhalse | 3 |
| Normschliff Hülse | 19/26 |
| Ausrichtung Seitenhalse | Schräg |
| Normschliff für Seitenhalse Kern | 14/23 |

