



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destilliervorlage nach Bernauer, Hülse oben NS 29/32, unten mit 3 Kernen NS 14/23

**86,81 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Destilliervorlagen** nach Bernauer (modifiziert) mit drei Kernen NS 14/23; ohne Kolben.  
Absaugstutzen mit Olive. Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1261
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3264
EAN	4058072310004
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhalse	3
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff für Seitenhalse Kern	14/23

