



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Destilliervorlage n. Bredt, gebogen, Hülse  
oben NS 14/13, mittlere Hülse-Kern-Verbindung  
NS 19/26, Absaugstutzen GL 18, mit 4 Kolben 50  
ml**

**203,61 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

### Destilliervorlagen nach Bredt, gebogen

Mit vier Kolben NS 14/23. Absaugstutzen: GL 18.

Schräger Vorstoß (105°)

Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1245
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3248
EAN	4058072309848
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	50 ml
Form	gebogen 90°
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhalse	4
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 18
Anzahl Kolben	4
Normschliff Hülse	19/26
Normschliff Kern	19/26
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 105°
Normschliff für Seitenhalse Kern	14/23

