



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Destilliervorlage n. Bredt, gebogen, Hülse
oben NS 29/32, mittlere Hülse-Kern-Verbindung
NS 29/32, Absaugstutzen GL 18, mit 4 Kolben 100
ml**

**205,51 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Destilliervorlagen nach Bredt, gebogen.

Mit vier Kolben NS 14/23. Absaugstutzen: GL 18.

Schräger Vorstoß (105°)

Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1246
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3249
EAN	4058072309855
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Form	gebogen 90°
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 18
Anzahl Kolben	4
Anzahl Seitenhalse	4
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 105°
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32
Normschliff für Seitenhalse Kern	14/23

