



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destilliervorstoß gebogen, 105 °, Hülse/Kern NS 14/23, mit Abtropfspitze

**18,52 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Destilliervorstöße, gebogen (105°)  
Mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Abtropfspitze.  
Gefertigt aus DURAN-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1217
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3220
EAN	4058072309565
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gebogen 105°
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23

