



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Destilliervorstoß gebogen, 105 °,
Hülse/Kern NS 19/26, mit Abtropfspitze**

**20,58 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Destilliervorstöße, gebogen (105°)
Mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Abtropfspitze.
Gefertigt aus DURAN-Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1218
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3221
EAN	4058072309572
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gebogen 105°
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	19/26
Normschliff Kern	19/26

