



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destilliervorstoß, gerade, Hülse/Kern NS 24/29, mit Absaugrohr

**24,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Destilliervorstöße**, gerade. Mit NS-Hülse und NS-Kern.  
Mit Absaugrohr. Gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1223
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3226
EAN	4058072309626
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	Olive
Normschliff Hülse	24/29
Normschliff Kern	24/29

