



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destilliervorstoß mit kurzem Ablauf, gebogen, Hülse NS 14/23, Rohrlänge 65 mm

19,57 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Destilliervorstöße mit kurzem Ablauf. Gebogen (Winkel: 105°); mit NS-Hülse. Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1209
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3212
EAN	4058072309480
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gebogen
Länge	65 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23

