



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Destilliervorstoß mit kurzem Ablauf,  
gebogen, Hülse NS 19/26, Rohrlänge 65 mm**

**19,72 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

**Destilliervorstöße** mit kurzem Ablauf. Gebogen (Winkel: 105°); mit NS-Hülse. Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1210
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3213
EAN	4058072309497
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gebogen
Länge	65 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	19/26

