



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destilliervorstoß mit langem Ablauf, gebogen, Hülse NS 14/23, Rohrlänge 190 mm

19,72 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Destilliervorstöße mit langem Ablauf, gebogen (105°); mit NS-Hülse.
Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1213
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3216
EAN	4058072309527
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gebogen 105°
Länge	190 mm
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23

