



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Vakuumvorstoß gerade, mit Gewindeanschluss GL 18, Hülse/Kern NS 24/29

**38,21 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Vakuumvorstöße**, gerade, mit Gewindeanschluss  
Mit NS-Hülse und NS-Kern; mit Abtropfspitze.  
Vakuumanschluss: Gewinde GL 18.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1235
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3238
EAN	4058072309749
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 18
Normschliff Hülse	24/29
Normschliff Kern	24/29
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12594

