



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Vorstoß für Destilliervorlage nach Bredt,
gebogen, Hülse oben NS 29/32, Hülse unten NS
29/32**

**59,93 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Vorstöße, gebogen für Destilliervorlagen nach Bredt.

Mit zwei NS-Hülsen, Absaugstutzen: GL 18.

Gebogene Vorstöße: 105°C

Hergestellt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1251
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3254
EAN	4058072309909
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	gebogen 105°
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluß Allgemein / Temperiermantel / Kühler / Vakuum	GL 18
Normschliff Hülse	29/32

