



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**DURAN® Dimroth-Kühler, mit 2 abschraubbaren
Kunststoff-Oliven, NS 24/29, Mantellänge 250
mm**

**99,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

DURAN® Dimroth-Kühler, NS 24/29, 250 mm Aufgrund der innenliegenden Kühlspirale zeichnet sich der Dimroth-Kühler durch seine große Kühlfläche aus (Kühlmittellauf im Gegenstromprinzip). Die wohl bekannteste Anwendung des Dimroth-Kühlers ist die als Rückflusskühler. Ein Reaktionsgemisch wird erhitzt, die entstehenden Dämpfe kondensieren an der Kühlspirale und werden dem Reaktionsgemisch zurückgeführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der Dimroth-Kühler besteht aus einer Kühlspirale, die sich innerhalb eines Rohres befindet Dieser Kühlertyp hat eine große Kühlfläche und somit eine bessere Kühlwirkung als der Liebig- oder Kugel-Kühler Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums Dichter Verschluss durch Normschliff Anwendung: Produkt- und Rückflusskühler, Destillation, Kühler der Länge 160 mm (mit NS 14/23) und 250 mm (mit NS 24/29 und NS 29/32) sind Sondergrößen und nicht nach DIN.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1286
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
EAN	4058072349790
Hersteller EAN	4032051028630
Bruttogewicht	0.306
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.24900 kg
Ursprungsland	Ungarn
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.00196000 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Material	Borosilikat Glas 3.3

