



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Dimroth-Kühler mit Oliven, Hülse/Kern NS  
14/23, Mantellänge 160 mm, Kühlfläche 140 cm<sup>2</sup>**

**87,25 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

**Dimroth-Kühler** mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese.

Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken.

### Ausführung:

Mit Schlaucholiven aus Glas.

Hierfür werden Schläuche mit einem Innendurchmesser von 9-12 mm benötigt.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1167
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3169
EAN	4058072309060
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 160
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Glasolive
Kühlfläche	140 cm <sup>2</sup>
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Typ Kühler	Dimrothkühler
Material Oliven	Borosilikatglas

