



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Dimroth-Kühler mit Oliven, Hülse/Kern NS
19/26, Mantellänge 160 mm, Kühlfläche 140 cm²**

**89,06 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Dimroth-Kühler mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese. Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Mit Schlaucholiven aus Glas. Hierfür werden Schläuche mit einem Innendurchmesser von 9-12 mm benötigt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1168
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3170
EAN	4058072309077
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 160
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Glasolive
Kühlfläche	140 cm ²
Normschliff Hülse	19/26
Normschliff Kern	19/26
Typ Kühler	Dimrothkühler
Material Oliven	Borosilikatglas

