



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




**Lenz Dimroth-Kühler mit GL-Anschlüssen,  
Hülse/Kern NS 19/26, Mantellänge 160 mm,  
Kühlfläche 140 cm<sup>2</sup>**

**120,78 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Dimroth-Kühler mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese. Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Wasseranschluss mit GL 14 Gewinde (mit zwei vormontierten, abschraubbaren Kunststoffoliven)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1170
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3172
EAN	4058072309091
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 160
Kühler Eigenschaften	mit abschraubbaren Oliven mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Kunststoffolive GL 14
Kühlfläche	140 cm <sup>2</sup>
Normschliff Hülse	19/26
Normschliff Kern	19/26
Typ Kühler	Dimrothkühler
Material Oliven	Polypropylen (PP)

