



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Dimroth-Kühler mit Oliven, Hülse/Kern NS
14/23, Mantellänge 250 mm, Kühlfläche 240 cm²**

**126,27 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Dimroth-Kühler mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese. Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Mit Schlaucholiven aus Glas. Hierfür werden Schläuche mit einem Innendurchmesser von 9-12 mm benötigt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1171
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3173
EAN	4058072309107
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 250
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Glasolive
Kühlfläche	240 cm ²
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Typ Kühler	Dimrothkühler
Material Oliven	Borosilikatglas

