



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Dimroth-Kühler mit Oliven, Hülse/Kern NS  
24/29, Mantellänge 250 mm, Kühlfläche 440  
cm<sup>2</sup>**

**102,97 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Dimroth-Kühler mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese. Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Mit Schlaucholiven aus Glas. Hierfür werden Schläuche mit einem Innendurchmesser von 9-12 mm benötigt.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1173
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3175
EAN	4058072309121
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 250
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Glasolive
Kühlfläche	440 cm <sup>2</sup>
Normschliff Hülse	24/29
Normschliff Kern	24/29
Typ Kühler	Dimrothkühler
Material Oliven	Borosilikatglas

