



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Dimroth-Kühler mit GL-Anschlüssen,
Hülse/Kern NS 24/29, Mantellänge 250 mm,
Kühlfläche 440 cm²**

**117,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Dimroth-Kühler mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese. Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Wasseranschluss mit GL 14 Gewinde (mit zwei vormontierten, abschraubbaren Kunststoffoliven)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1178
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3180
EAN	4058072309176
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 250
Kühler Eigenschaften	mit abschraubbaren Oliven mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Kunststoffolive GL 14
Kühlfläche	440 cm ²
Material Oliven	Polypropylen (PP)
Normschliff Hülse	24/29
Normschliff Kern	24/29
Typ Kühler	Dimrothkühler

