



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Dimroth-Kühler mit GL-Anschlüssen,  
Hülse/Kern NS 29/32, Mantellänge 250 mm,  
Kühlfläche 440 cm<sup>2</sup>**

**109,85 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

## Beschreibung

---

Dimroth-Kühler mit Normschliff für die Kondensation von Gasen und Dämpfen bei der chemischen Synthese. Diese hochwertigen aus Borosilikatglas 3.3 gefertigten Rückflusskühler sind aus dem chemischen Syntheselabor heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ausführung: Wasseranschluss mit GL 14 Gewinde (mit zwei vormontierten, abschraubbaren Kunststoffoliven)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1179
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3181
EAN	4058072309183
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	0 250
Kühler Eigenschaften	mit abschraubbaren Oliven mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anschluss Kühlmedium	Kunststoffolive GL 14
Kühlfläche	440 cm <sup>2</sup>
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32
Typ Kühler	Dimrothkühler
Material Oliven	Polypropylen (PP)

