



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destillieraufsatz mit Hülse NS 14/23, Kern senkrecht NS 14/23, Kern schräg NS 14/23

**24,39 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Destillieraufsätze (B-2929 bis B-2933)

Mit einer Hülse NS 14/23 und zwei NS-Kernen (Ablaufwinkel: 75°)

Für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm

Gefertigt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0929
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2929
EAN	4058072306694
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhülse	1
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Ausrichtung Seitenhülse	Ablaufwinkel 75°
Normschliff für Seitenhülse Kern	14/23

