



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Destillieraufsatz n. Claisen, 2 Hülsen parallel NS 14/23, Kern senkrecht NS 19/26, Kern schräg NS 19/26

**48,99 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Destillieraufsätze nach Claisen (B-2934 bis B-2939)

Mit zwei parallelen Hülsen NS 14/23 und zwei NS-Kernen (Ablaufwinkel: 75°)

Für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm

Gefertigt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0935
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2935
EAN	4058072306755
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhalse	2
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	19/26
Ausrichtung Seitenhalse	Ablaufwinkel 75°
Normschliff für Seitenhalse Kern	19/26

