



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Destillieraufsatz n. Claisen, 2 Hülsen parallel NS 14/23, Kern senkrecht NS 24/29, Kern schräg NS 24/29

52,48 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Destillieraufsätze nach Claisen (B-2934 bis B-2939)

Mit zwei parallelen Hülsen NS 14/23 und zwei NS-Kernen (Ablaufwinkel: 75°)

Für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm

Gefertigt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | LZ-0937 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2937 |
| EAN | 4058072306779 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Kühler Eigenschaften | mit Normschliff |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl Seitenhalse | 2 |
| Normschliff Hülse | 14/23 |
| Normschliff Kern | 24/29 |
| Ausrichtung Seitenhalse | Ablaufwinkel 75° |
| Normschliff für Seitenhalse Kern | 24/29 |

