



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Destillieraufsatz n. Claisen, 2 Hülsen
parallel NS 14/23, Kern senkrecht NS 29/32, Kern
schräg NS 14/23**

**44,36 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Destillieraufsätze nach Claisen (B-2934 bis B-2939)

Mit zwei parallelen Hülsen NS 14/23 und zwei NS-Kernen (Ablaufwinkel: 75°)

Für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm

Gefertigt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0938
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2938
EAN	4058072306786
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhalse	2
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	29/32
Ausrichtung Seitenhalse	Ablaufwinkel 75°
Normschliff für Seitenhalse Kern	14/23

