



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Dosierrichter, 4.000 ml, Hülse und Kern NS 29/32, (für 20.000 ml), PTFE-Hahn, graduiert

**471,04 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Dosiertrichter, 4.000 ml, Hülse und Kern NS 29/32, (für 20.000 ml), PTFE-Hahn, graduiert.  
Ersatzteil für Reaktionsapparate mit absteigender Destillation.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-2099
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4103
EAN	4058072318321
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Form	zylindrisch
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

