



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Belüftungsrohr, Kern NS 29/32, PTFE-Hahn, gerade, NS 14,5 - 2,5 mm, Olive 10 mm

**86,07 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Belüftungsrohr, NS 29/32 mit PTFE-Hahn 14,5-2,5

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-2100
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4104
EAN	4058072318338
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Kern	29/32

