



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Destillieraufsatz, Hülse NS 14/23, Kern senkrecht NS 29/32, Kern schräg NS 29/32, 120 °**

**38,81 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Destillieraufsatz, Hülse NS 14/23, Kern senkrecht NS 29/32, Kern schräg NS 29/32, 120 °

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-2103
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4107
EAN	4058072318369
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	29/32

