



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zwischenvorlage, 500 ml, 2 x Hülse NS 29/32, Kern NS 29/32

86,92 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zwischenvorlage, 500 ml, 2 x Hülse NS 29/32, Kern NS 29/32
Ersatzteil für Reaktionsapparate mit absteigender Destillation

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2110
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4114
EAN	4058072318437
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

