



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Extraktionsaufsatz für spezifisch schwere Extraktionsmittel, Extraktor 250ml, Kühleranschluss NS 45/40

267,28 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Extraktionsaufsätze für spezifisch schwere Extraktionsmittel

Zur Extraktion aus Flüssigkeiten mit spezifisch schweren Extraktionsmitteln.

Mit Einsatzfilter (Porosität: 0)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1392
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3395
EAN	4058072311315
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40

