



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor
70 ml, Kühleranschluss NS 34/35, mit NS-
Glashahn**

**127,36 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Extraktionsaufsätze in Ergänzung zur DIN-Norm.
Mit NS-Glashahn.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1349
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3352
EAN	4058072310882
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	70 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	34/35
Normschliff Kern	34/35

