



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor 250 ml, Kühleranschluss NS 45/40, mit NS- Glashahn

153,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Extraktionsaufsätze nach DIN 12602.

Mit NS-Glashahn.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1352
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3355
EAN	4058072310912
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40

