



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor 500 ml, Kühleranschluss NS 60/46, mit NS- Glashahn

**213,55 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Extraktionsaufsätze** nach DIN 12602.

Mit NS-Glashahn.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1353
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3356
EAN	4058072310929
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	60/46
Normschliff Kern	60/46

