



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor 30 ml, Kühleranschluss NS 29/32, ohne Hahn

75,15 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Extraktionsaufsätze nach Soxhlet

Nach DIN 12602 und in Ergänzung zur DIN-Norm.

Ohne NS-Glashahn

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1340
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3343
EAN	4058072310790
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	30 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

