



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor 70 ml, Kühleranschluss NS 34/35, ohne Hahn

**87,93 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



# Beschreibung

---

## Extraktionsaufsätze nach Soxhlet

In Ergänzung zur DIN-Norm.  
Ohne NS-Glashahn

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1341
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3344
EAN	4058072310806
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	70 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	34/35
Normschliff Kern	34/35

