



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor 150 ml, Kühleranschluss NS 45/40, ohne Hahn

108,35 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Extraktionsaufsätze nach Soxhlet

In Ergänzung zur DIN-Norm.
Ohne NS-Glashahn

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1343
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3346
EAN	4058072310820
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	150 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40

