



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor 250 ml, Kühleranschluss NS 45/40, ohne Hahn

**116,28 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



## Beschreibung

---

### Extraktionsaufsätze nach Soxhlet

Nach DIN 12602 und in Ergänzung zur DIN-Norm.

Ohne NS-Glashahn

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1345
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3348
EAN	4058072310844
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40

