



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor 300 ml, Kühleranschluss NS 60/46, ohne Hahn

**145,51 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



# Beschreibung

---

## Extraktionsaufsätze nach Soxhlet

In Ergänzung zur DIN-Norm.  
Ohne NS-Glashahn

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1346
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3349
EAN	4058072310851
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	300 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	60/46
Normschliff Kern	60/46

