



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Extraktionsaufsatz nach Soxhlet, Extraktor 500 ml, Kühleranschluss NS 60/46, ohne Hahn

156,89 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Extraktionsaufsätze nach Soxhlet

Nach DIN 12602 und in Ergänzung zur DIN-Norm.

Ohne NS-Glashahn

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | LZ-1347 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-3350 |
| EAN | 4058072310868 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 500 ml |
| Form | gerade |
| Kühler Eigenschaften | mit Normschliff |
| Material | Borosilikatglas |
| Normschliff Hülse | 60/46 |
| Normschliff Kern | 60/46 |

