




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Spritzflaschenaufsatz für 500 ml

**24,04 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Spritzflaschenaufsatz als Ersatzteil für Spritzflaschen, Material: DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1443
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3446
EAN	4058072311827
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas DURAN®
Volumen	500 ml
Form	T-förmig
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12348

