



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Heiß-Extraktionsaufsatz nach
Twisselmann 30 ml, mit Vakuummantel,
Kühleranschluss NS 29/32**

**125,47 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Heiß-Extraktionsaufsätze nach Twisselmann
Mit Vakuummantel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1363
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3366
EAN	4058072311025
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	30 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

