



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Extraktionsaufsatz nach Twisselmann 70  
ml, mit Vakuummantel, Kühleranschluss NS  
34/35**

**136,58 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Heiß-Extraktionsaufsätze** nach Twisselmann

Mit Vakuummantel

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1364
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3367
EAN	4058072311032
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	70 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	34/35
Normschliff Kern	34/35

