



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Extraktionsaufsatz nach Twisselmann 100
ml, mit Vakuummantel, Kühleranschluss NS
45/40**

**174,59 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Heiß-Extraktionsaufsätze nach Twisselmann
Mit Vakuummantel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1365
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3368
EAN	4058072311049
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Form	gerade
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Normschliff Hülse	45/40
Normschliff Kern	45/40

