



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihalsaufsatz, Hülse senkrecht NS 14/23, Hülse schräg NS 14/23, Kern NS 14/23

26,87 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. B-2904 bis B-2907

Zwei NS-Hülsen, ein Kern; Steigungswinkel: 105°

Gefertigt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0904
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2904
EAN	4058072306441
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhalse	1
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 105°
Normschliff für Seitenhalse Hülse	14/23

