



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihalsaufsatz, Halse parallel, Kern NS 29/32, 2 Hulsen NS 14/23

35,08 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. B-2910 bis B-2915

Zwei parallele Hälse, mit zwei NS-Hülsen und einem NS-Kern
Gefertigt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0911
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2911
EAN	4058072306519
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Kühler Eigenschaften	mit Normschliff
Material	Borosilikatglas
Anzahl Seitenhülse	1
Ausrichtung Seitenhülse	Parallel
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	29/32
Normschliff für Seitenhülse Hülse	14/23

